

Ogórki małosolne z naczynia próżniowego



JAPAQC



CZAS
PRZYGOTOWANIA
1H



ILOŚĆ
PORCJI
5+

SKŁADNIKI

sól	1 czubata łyżka
koper świeży	3 sztuki
chrzan świeży	1 plaster
liście chrzanu	3
woda	około (źródłana)
ogórki	1 kg

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Do naczynia próżniowego wlewam około szklanki zimnej, przefiltrowanej wody. Wsypuję sól kamienną. Mieszam, aby się rozpuściła. Wkładam umyte ogórki. Na wierzchu układam plaster chrzanu, kładę koper i liście chrzanu. Całość zalewam wodą. Zamykam wieko i wypompowuję powietrze. Lekko potrząsam naczyniem, aby woda się wymieszała i odstawiam na 2 dni do lodówki.